

چک لیست و فرم ارزشیابی امتحان QSCE - پراتیک - زمان ۱۰ دقیقه

"اندازه گیری فشار خون بازویی با فشارسنج عقربه ای"

ردیف		عنوان مراحل انجام کار
*	اسامی دانشجویان	
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		

ردیف		جمع
۱		۱- باز کردن پیچ هوا به آرامی و شنیدن صدای اول و پنجم کورتکتوف
۲		۲- شناسایی بیمار و توضیح در مورد تکنیک مورد نظر
۳		۳- برقراری ارتباط مناسب با بیمار (بررسی موارد موثر بر BP)
۴		۴- قرار دادن بیمار در وضعیت مناسب و بالا زدن کامل آستین لباس مددجو
۵		۵- بستن کاف بالای شریان براکیال 2cm بالای چین آرنج
۶		۶- لمس شریان رادیال ، بستن پیچ هوا و پر کردن کاف تا قطع نبض
۷		۷- باز کردن پیچ هوا و تخلیه کاف، توقف به مدت ۳۰ ثانیه
۸		۸- تمیز کردن گوشی و گذاشتن دیافراگم بازگوشی روی محل نبض براکیال و بیرون از کاف
۹		۹- پر کردن کاف تا 30 mm/Hg بالاتر از حد محو شدن نبض
۱۰		۱۰- باز کردن پیچ هوا به آرامی و شنیدن صدای اول و پنجم کورتکتوف
۱۱		۱۱- برگرداندن مددجو به وضعیت مناسب و جمع کردن وسایل
۱۲		۱۲- ثبت و چارت در فرم مخصوص

با تشکر

شریفی

مسئول پراتیک