

چک لیست و فرم ارزشیابی امتحان QSCE - پراتیک - زمان ۱۰ دقیقه

بانداز

۸- جمع	۷- ارزیابی عضو بانداز شده از نظر خونرسائی و ادم	۶- سپس باند کشی را به پشت و شانه طرف مقابل بیمار متصل می نماید	۵- پیچیدن دور عضو را کامل نموده به طوریکه هر لایه ۲/۳ لایه قبل را بپوشاند	۴- با استفاده از باند کشی از سمت خارج، باند را به انتهای عضو آمپوته شده می برد و از پشت آن یک دور بپیچد.	۳- عضو آمپوته بازو را ابتدا با ویریل می پوشاند	۲- وسایل بانداز را آماده می کند (ویریل، باند کشی ۱،۵، چسب)	۱- شستشوی دست	مراحل انجام کار	ردیف
								اسامی دانشجویان	*
									۱
									۲
									۳
									۴
									۵
									۶
									۷
									۸
									۹

با تشکر

شریفی

مسئول پراتیک